

NYHET!

Företaget bakom CONTOUR®-produktfamiljen introducerar:

SINGLE-LET™ NEXT: sterila säkerhetslansetter för engångsbruk^{1,2}

SINGLE-LET™ NEXT är designad:

SÄKERHET

- För att skydda dig och dina patienter från oavsiktliga nålsticksskador.

KOMFORT

- För patientkomfort i storlek 28G och med 1,5 mm stickdjup.

ENKEL ATT ANVÄNDA

- För enkel användning med endast 2 steg: Vrid och tryck (se nästa sida).

Nålen dras automatiskt in och låser sig, så att den inte kan återanvändas.

28G gamma-steriliserad nål.

1,5 mm stickdjup.

En räfflad fördjupning för fingret som ger en bekväm fingerplacering.^{3,4}

Ergonomisk T-form för stadigt grepp när du bär handskar.^{3,4}

Det långa skyddslocket garanterar ett sterilt nål och ger ett säkert grepp för **enkel borttagning**.^{3,4}



Medicinteknisk utrustning för professionell användning. Produkten som visas är inte i verklig storlek.

1. HTL-STREFA S.A. Datafil. TDS of Single-Let™ Next type 520 safety lancets. **2.** Simulated Clinical Use Testing to Evaluate Sharps Injury Prevention Features of HTL-STREFA's safety lancet type 520. Study report; dated 2019-02-12. **3.** HTL-STREFA S.A. Datafil. Clinical study report version 1.0 according to the Study Protocol 02Lan2017, April 24, 2018 (appendix) **4.** Janus-Dziedzic K, Zurawska G, Banys K., Morozowska J. The impact of needle diameter and penetration depth of safety lancets on blood volume and pain perception in 300 volunteers: A randomized controlled trial. J Med Lab Diagn 2019 Jan Vol 10 (1), pp 1-12

SINGLE-LET™ NEXT är enkel att använda. Endast 2 steg*



1

Vrid av skyddslocket (A) och dra det rakt utåt (B).



2

Applicera på stickstället och tryck på knappen.



WARNING: Använd endast för att ta blodprov från fingrar.

Sterila lansetter: Använd inte om lansettens skyddssock har tidigare tagits bort. Rengör stickstället enligt gällande säkerhetsrutiner. Lansetten får inte återanvändas.

Ascensia Diabetes Care Sweden AB

Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna

Beställningar: 08 - 505 126 31 (vardagar kl.
08.00-16.30)

E-post: orders.sweden@ascensia.com

* Läs instruktionerna på Single-Let Next förpackningen för bruksanvisning och säkerhetsinformation.

För mer information, kontakta din lokala Ascensia Diabetes Care-representant eller besök www.diabetes.ascensia.se

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo, Contour, och Single-Let är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Holdings AG. © Copyright 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla rättigheter förbehålles. December 2024. Kod: PP-SLT-NXT-GBL-0003